


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Drp1ウサギポリクローナル抗体 - O00429

商品番号: CM0027644



前書き

ウェスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、ELISAで検証済みのAnti-

DRP1ウサギポリクローナル抗体。ヒトDRP1を検出し、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア分裂、アポトーシス、ペルオキシソーム分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DRP1 Rabbit pAb
備考/別名	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10059
GeneID	10059
免疫原	ヒトDRP1 (NP_036193.2) のアミノ酸411-710に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00429
タンパク質分子量	82kDa
配送	氷袋