


Wb、Elisa用抗Dsc1ポリクローナル抗体 - Q08554

商品番号: CM0018233



前書き

ヒトDSC1（デスモコリン-

1）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用。ヒト、マウス、ラットのサンプルでバリデーション済み。デスモソームを介した細胞接着および表皮バリア機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DSC1ウサギpAb
備考／別名	CDHF1 ; DG2/DG3 ; DSC1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1823
遺伝子ID	1823
免疫原	ヒトDSC1（NP_077739.1）のアミノ酸480～690に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08554
タンパク質分子量	100 kDa
輸送	保冷バッグ