


抗Dsc2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q02487

商品番号: CM0016721



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質DSC2ウサギポリクローナル抗体です。細胞接着と組織の完全性に不可欠なデスモソームカドヘリンであるヒトデスモコリン2（UniProt Q02487）を認識します。心臓および腸の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DSC2 Rabbit pAb
別名	DG2; DSC3; CDHF2; ARVD11; DGII/III; DSC2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1824
遺伝子ID	1824
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDSC2（NP_077740.1）のアミノ酸520～690に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q02487
タンパク質分子量	100kDa
発送方法	氷袋