

ウエスタンブロット、If-P、Elisa用 抗Dsg1 ウサギポリクローナル抗体 - Q02413

商品番号: CM0028018

前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済みのDSG1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットDSG1（約114 kDa）と交差反応性あり。デスモソーム接着、ケラチノサイト分化、皮膚バリア研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DSG1 ウサギ pAb
備考/別名	DG1; DSG; CDHF4; EPKHE; PPKS1; SPPK1; EPKHIA; DSG1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1828
遺伝子ID	1828
免疫原	ヒトDSG1（NP_001933.2）のアミノ酸800-1049に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q02413
タンパク質分子量	114kDa
輸送	保冷バッグ