


Wb、Elisa用 抗Dsg2ウサギポリクローナル抗体 - Q14126

商品番号: CM0023672



前書き

ヒトDesmoglein-

2 (DSG2) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。細胞接着、心疾患、がん研究の用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DSG2 Rabbit pAb
備考/別名	HDGC, CDHF5, DSG2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1829
GeneID	1829
免疫原	ヒトDSG2 (NP_001934.2) のアミノ酸635-935に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14126
タンパク質分子量	122kDa
配送	氷袋