

Ihc-P、Elisa用 抗Dsg3/デスモグレイン-3 ウサギ ポリクローナル抗体 - P32926

商品番号: CM0024535



前書き

ヒトデスモグレイン-3 (DSG3)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、IHC-

PおよびELISAアプリケーションに適しています。デスモソーム接着、尋常性天疱瘡、毛包生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DSG3/デスモグレイン-3 ウサギ pAb
備考/別名	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmoglein 3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1830
GeneID	1830
免疫原	ヒトDSG3/デスモグレイン-3 (NP_001935.2) のアミノ酸50-615に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P32926
タンパク質分子量	108kDa
輸送	保冷バッグ