

Anti-Dspp ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nzw4

商品番号: CM0025802

前書き

ヒトDSPP（象牙質シアルリンタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があります。象牙質の石灰化およびバイオミネラル化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DSPP Rabbit pAb
備考/別名	DPP, DSP, DGI1, DMP3, DFNA39, DSPP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1834
GeneID	1834
免疫原	ヒトDSPP (NP_055023.2) のアミノ酸16-146に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZW4
タンパク質分子量	131kDa
配送	氷袋