

Anti-Dspp ポリクローナル抗体（Wb用） - Q9Nzw4

商品番号: CM0023650

前書き

ヒトDentin sialophosphoprotein (DSPP)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF - P、ELISAに対応。象牙質形成およびバイオミネラリゼーションに関与します。ヒトと交差反応します。予測分子量は131kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DSPP Rabbit pAb
備考/別名	DPP; DSP; DGI1; DMP3; DFNA39; DSPP
種	ヒト
遺伝子ID	1834
免疫原	ヒトDSPP (NP_055023.2) のアミノ酸16-230以内の配列に対応する組換えタンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NZW4
タンパク質分子量	131kDa
配送	アイスバッグ