

Wb、Elisa用Anti-Dtnbp1ウサギポリクローナル抗体 - Q96Ev8

商品番号: CM0020893

前書き

ヒトおよびマウスにおけるWBおよびELISAで検証済みのDTNBP1ウサギポリクローナル抗体。Dysbindinは、リソソーム関連オルガネラの生合成およびシナプス小胞輸送に関与するBLOC-1複合体の構成因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DTNBP1ウサギpAb
備考／別名	SDY; DBND; HPS7; My031; BLOCIS8; DTNBP1
種	ヒト
遺伝子ID	84062 (ヒト)
免疫原	ヒトDTNBP1 (NP_115498.2) のアミノ酸1〜351に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96EV8
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ