


Anti-Dtx1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q86Y01

商品番号: CM0021241



前書き

Anti-DTX1 Rabbit Polyclonal Antibody (67kDa) for WB, ELISA.

ヒト、マウスで検証済み。DTX1はノッチシグナル伝達および免疫プロセスを制御するE3ユビキチンタンパク質リガーゼです。Q86Y01。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DTX1 Rabbit pAb
備考/別名	hDx-1; RNF140; DTX1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1840
免疫原	ヒトDTX1 (NP_004407.2) のアミノ酸1-190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q86Y01
タンパク質分子量	67kDa
配送	氷袋