


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Dtx3Lウサギポリクローナル抗体 - Q8Tdb6

商品番号: CM0020765



前書き

ヒトE3ユビキチンプロテインリガーゼDTX3Lを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。DNA損傷修復および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DTX3LウサギpAb
備考／別名	BBAP; RNF143; DTX3L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	151636
免疫原	ヒトDTX3L (NP_612144.1) のアミノ酸601〜740に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TDB6
タンパク質分子量	84kDa
配送	保冷バッグ