


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Dtymk ラビットモノクローナル抗体 - P23919

商品番号: CM0002044



前書き

ヒトDTYMK（チミジル酸キナーゼ）を標的とするラビットモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。dTTP生合成に関与する約24 kDaのタンパク質を認識します。腫がん学および核酸代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DTYMK Rabbit mAb
備考/別名	CDC8; TMPK; TYMK; CONPM; PP3731; DTYMK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1841
遺伝子ID	1841
免疫原	ヒトDTYMK (P23919) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P23919
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ