


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Dtymkウサギポリクローナル抗体 - P23919

商品番号: CM0031015



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用に検証済みの抗DTYMKウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのチミジル酸キナーゼ（dTTP合成の鍵酵素）を検出します。ヌクレオチド代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DTYMK ウサギ pAb
備考/別名	CDC8; TMPK; TYMK; CONPM; PP3731; DTYMK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1841
GeneID	1841
免疫原	組換えタンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23919
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷バッグ