


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Dusp15 ポリクローナル抗体 - Q9H1R2

商品番号: CM0024412



前書き

DUSP15

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応します。二重特異性ホスファターゼのシグナル伝達と髄鞘形成における役割を探求します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DUSP15 ウサギ pAb
備考/別名	VHY; C20orf57; DUSP15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	128853
GeneID	128853
免疫原	ヒト DUSP15 (NP_542178.2) のアミノ酸 10-90 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H1R2
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ