

Anti-Dusp16 ウサギポリクローナル抗体、Wb・Elisa対応 - Q9By84

商品番号: CM0013184



前書き

DUSP16 (MKP-7)

に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットで反応性を示します。DUSP16はMAPキナーゼを不活性化する二重特異性ホスファターゼです。研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DUSP16 Rabbit pAb
別名	MKP7, MKP-7, DUSP16
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	80824
GeneID	80824
免疫原	ヒトDUSP16 (NP_085143.1) のアミノ酸416-665番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9BY84
タンパク質分子量	73kDa
発送	氷袋