

Wb、Elisa用 抗Dusp1/Mkp1 ポリクローナル抗体 - P28562

商品番号: CM0027881



前書き

ヒトDUSP1/MKP1（MAPキナーゼホスファターゼ-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性があります。細胞シグナル伝達およびストレス応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DUSP1/MKP1 ウサギ pAb
備考/別名	HVH1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10; DUSP1/MKP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1843
遺伝子ID	1843
免疫原	ヒトDUSP1/MKP1 (NP_004408.1) のアミノ酸1-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28562
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ