

抗Dusp22ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Nrw4

商品番号: CM0025588



前書き

ヒトDUSP22（JKAP/JSP-1）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。高品質な抗体でJNKシグナル伝達およびT細胞制御の研究を進めましょう。研究用途専用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DUSP22 Rabbit pAb
別名	VHX; JKAP; JSP1; MKPX; JSP-1; MKP-x; LMWDSP2; LMW-DSP2; DUSP22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56940
GeneID	56940
免疫原	ヒトDUSP22 (NP_064570.1) のアミノ酸1-184番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NRW4
タンパク質分子量	21kDa
輸送方法	氷袋