


WbおよびElisa用抗Dusp5ウサギポリクローナル抗体 - Q16690

商品番号: CM0016799



前書き

ヒト二重特異性タンパク質ホスファターゼDUSP5 (hVH3) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用途に適しています。ERK1シグナル伝達および核内ホスファターゼ研究用。分子量：約42 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DUSP5ウサギpAb
備考／別名	DUSP; HVH3; DUSP5
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	1847
GeneID	1847
免疫原	ヒトDUSP5 (NP_004410.3) のアミノ酸315～384に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16690
タンパク質分子量	42 kDa
輸送	保冷剤