


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Dusp6ポリクローナル抗体 - Q16828

商品番号: CM0029903



### 前書き

DUSP6 Rabbit pAb (Q16828)は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのDUSP6と反応します。MAPキナーゼシグナリングおよび疼痛研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | DUSP6 Rabbit pAb                                       |
| 備考/別名       | HH19; MKP3; PYST1; DUSP6                               |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 1848                                                   |
| GeneID      | 1848                                                   |
| 免疫原         | ヒトDUSP6 (NP_001937.2) のアミノ酸302-381領域内の配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                               |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS       | Q16828                                                 |
| タンパク質分子量    | 42kDa                                                  |
| 配送          | 氷袋                                                     |