


Wb、Ip、Ihc-P、Elisa用 抗Dusp6 ウサギモノクローナル抗体 - Q16828

商品番号: CM0003760



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IP、IHC-P、ELISA用に検証済みの高品質な抗DUSP6ウサギモノクローナル抗体。細胞分化と疼痛解消に関与するERK特異的MAPキナーゼホスファターゼであるDUSP6（42 kDa）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DUSP6 ウサギ mAb
備考/別名	HH19; MKP3; PYST1; DUSP6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1848
GeneID	1848
免疫原	合成ペプチド ヒトDUSP6（Q16828）のアミノ酸282-381に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16828
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ