

Wb、If/Icc、Elisa用抗Dusp8ウサギポリクローナル抗体 - Q13202

商品番号: CM0021366



前書き

WB、IF/ICC、ELISAに使用できる高品質なウサギポリクローナル抗DUSP8抗体。DUSP8はMAPキナーゼを脱リン酸化する二重特異性ホスファターゼであり、シグナル伝達に不可欠です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DUSP8ウサギpAb
備考／別名	HB5; HVH8; HVH-5; C11orf81; DUSP8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1850
GeneID	1850
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13202
タンパク質分子量	66kDa
配送	保冷バッグ