


Anti-Dusp9 (Mkp-4) ポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa用 - Q99956

商品番号: CM0025603



前書き

DUSP9 (MKP-4)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しており、ヒトおよびマウスに反応性を示します。ERKシグナル伝達研究や診断法開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DUSP9 Rabbit pAb
備考／別名	MKP4, MKP-4, DUSP9
生物種	ヒト
遺伝子ID	1852
免疫原	ヒトDUSP9 (NP_001386.1)のアミノ酸1-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99956
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷剤同梱