

抗Dutウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - P33316

商品番号: CM0029200



前書き

ヒト、マウス、ラットを対象としたWB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用のウサギ由来ポリクローナルDUT抗体です。ヌクレオチド代謝とDNA複製忠実度の研究において、ミトコンドリアdUTPaseを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DUT Rabbit pAb
備考・別名	BMFDMS; dUTPase; DUT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1854
遺伝子ID	1854
免疫原	ヒトDUT (NP_001020419.1) のアミノ酸89～252番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33316
タンパク質分子量	27kDa
発送方法	保冷剤