

Wb、Elisa用Anti-Dvl1ポリクローナル抗体 - O14640

商品番号: CM0023373



前書き

ヒトDVL1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに有効で、マウスと交差反応します。Wntシグナリングに関与する標的；発生生物学の研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DVL1 Rabbit pAb
備考/別名	DVL; DRS2; DVL1L1; DVL1P1; DVL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1855
GeneID	1855
免疫原	ヒトDVL1 (NP_001317240.1) のアミノ酸11-110以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O14640
タンパク質分子量	75kDa
配送	氷袋