


## If/IccおよびElisa用 抗Dvl2ウサギポリクローナル抗体 - O14641

商品番号: CM0017524



### 前書き

ヒトDVL2に対するウサギポリクローナル抗体。IF/IC CおよびELISAアプリケーションで検証済み。組換え免疫原、ヒトと交差反応性あり、79kDaタンパク質。標準的および非標準的Wntシグナル伝達の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメーター      | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | DVL2 ウサギ pAb                                         |
| 備考/別名       | DVL2                                                 |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 1856                                                 |
| GeneID      | 1856                                                 |
| 免疫原         | ヒトDVL2 (NP_004413.1) のアミノ酸1-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション    | IF/ICC, ELISA                                        |
| 交差反応性       | ヒト                                                   |
| SWISS       | O14641                                               |
| タンパク質分子量    | 79kDa                                                |
| 発送          | 保冷バッグ                                                |