


抗Dvl3ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q92997

商品番号: CM0026355



前書き

CamelBioのDVL3ウサギポリクローナル抗体は、ヒトセグメント極性タンパク質Dishevelled-3を標的としています。WB、IHC-P、ELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。Wntシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DVL3 Rabbit pAb
備考／別名	DRS3; DVL3
対象種	ヒト
GeneID	1857
免疫原	ヒトDVL3（NP_004414.3）のアミノ酸580～650番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92997
タンパク質分子量	78kDa
輸送方法	氷袋