

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Dynamin 3 ポリクローナル抗体 - Q9Uq16

商品番号: CM0015652



前書き

ヒトDynamin 3 (Dyna
III) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/I
CC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差
反応性あり。小胞輸送およびエンドサイトーシス研究
に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Dynamin 3 ウサギ pAb
備考/別名	Dyna III; Dynamin 3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26052
GeneID	26052
免疫原	ヒトDynamin 3 (NP_001265181.1) のアミノ酸410-555に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9UQ16
タンパク質分子量	98 kDa
発送	保冷バッグ