

WbおよびElisa用抗ダイナミン3ラビットモノクローナル抗体 - Q9Uq16

商品番号: CM0003369



前書き

ヒトダイナミン3（DNM3）を標的とする高品質なラビットモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒトおよびマウスのサンプルを検出し、予測されるバンドは98 kDaです。エンドサイトーシスおよび細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Dynamin 3 Rabbit mAb
備考/別名	Dyna III; Dynamin 3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26052
遺伝子ID	26052
免疫原	ヒトダイナミン3 (Q9UQ16) のアミノ酸700-800に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UQ16
タンパク質分子量	98kDa
配送	アイスバッグ