


抗Dync1H1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q14204

商品番号: CM0021628



前書き

WBおよびELISAで検証済みのDYNC1H1ウサギポリクローナル抗体。細胞内逆行性輸送および有糸分裂紡錘体形成のモータータンパク質であるヒトDYNC1H1（細胞質ダイニン1重鎖1、532kDa）に特異的。細胞生物学および神経科学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DYNC1H1 ウサギpAb
備考/別名	p22; DHCL; DNCL; DYHC; HL-3; CMT2O; DHCLa; DNCH1; DNECL; Dnchl; CDCBM13; SMALED1; DYNC1H1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1778
遺伝子ID	1778
免疫原	ヒトDYNC1H1のアミノ酸1-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001367.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14204
タンパク質重量	532kDa
配送	アイスバッグ