

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Dync1I1 ポリクローナル抗体 - O14576

商品番号: CM0024807

前書き

ヒトDYNC1I1に対するウサギポリクローナル抗体。W B、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。細胞質ダイニンモーターおよび細胞内輸送研究に適しています。 - O14576

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DYNC1I1 ウサギ pAb
備考/別名	DNC1I; DNC1C1; DYNC1I1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1780
GeneID	1780
免疫原	ヒトDYNC1I1のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001129028.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14576
タンパク質分子量	73kDa
輸送	保冷バッグ