


Wb、Elisa用抗Dync1I2ポリクローナル抗体 - Q13409

商品番号: CM0016846



前書き

DYNC1I2ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットの細胞質ダイニン1中間鎖2に反応します。細胞内輸送において重要なモータータンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DYNC1I2ウサギpAb
備考／別名	IC2; DIC74; DNCI2; NEDMIBA; DYNC1I2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1781
免疫原	ヒトDYNC1I2（NP_001258717.1）のアミノ酸352～612に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13409
タンパク質分子量	71kDa
輸送	保冷剤