

WbおよびElisa用抗Dync2H1ポリクローナル抗体 - Q8Ncm8

商品番号: CM0014769



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質なウサギ抗DYN C2H1ポリクローナル抗体で、ヒトおよびラットに反応します。組換え免疫原（aa1-250）由来です。繊毛形成および鞭毛内輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DYNC2H1ウサギpAb
備考／別名	ATD3; DHC2; DHC1b; DNCH2; DYH1B; SRTD3; SRPS2B; hdhc11; DYNC2H1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79659
遺伝子ID	79659
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDYNC2H1のアミノ酸1-250 (NP_001073932.1) に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q8NCM8
タンパク質分子量	493 kDa
輸送	保冷バッグ