


抗Dync2Li1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Tcx1

商品番号: CM0027186



前書き

Western

blot（WB）およびELISAで検証済みのDYNC2LI1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの細胞質ダイニン2軽中間鎖1を検出可能。繊毛生物学および鞭毛内輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DYNC2LI1 ウサギpAb
備考/別名	LIC3; D2LIC; CGI-60; DYNC2LI1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51626
GeneID	51626
免疫原	ヒトDYNC2LI1の1-352アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001180393.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TCX1
タンパク質重量	40kDa
配送	アイスバッグ