


Wb、Elisa用抗ジン中間鎖1ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ui46

商品番号: CM0011826



前書き

ヒトジン中間鎖1（DNAIL1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに使用可能。マウスおよびラットとも交差反応性あり。線毛運動および原発性線毛機能不全の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ジン中間鎖1 ウサギmAb
備考/別名	PCD; DIC1; ICS1; CILD1; ジン中間鎖1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	27019
GeneID	27019
免疫原	ヒトジン中間鎖1（Q9Ui46）のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9Ui46
タンパク質分子量	79kDa
配送	アイスバッグ