

抗Dynll1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P63167

商品番号: CM0013588



前書き

ヒトDYNLL1（ダイニン軽鎖1）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞骨格およびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DYNLL1 ウサギ pAb
別名	LC8, PIN, DLC1, DLC8, LC8a, DNCL1, hdlc1, DNCLC1, DYNLL1
種	ヒト
GeneID	8655
免疫原	ヒトDYNLL1 (NP_003737.1) のアミノ酸1-89番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63167
タンパク質分子量	10kDa
発送方法	氷袋梱包