


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Dynll1 ウサギ モノクローナル抗体 - P63167

商品番号: CM0012808



前書き

ヒトDYNLL1（ダイニン軽鎖1、LC8/PIN）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。細胞骨格、アポトーシス、DNA損傷研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DYNLL1 ウサギ mAb
備考/別名	LC8; PIN; DLC1; DLC8; LC8a; DNCL1; hdlc1; DNCLC1; DYNLL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8655
遺伝子ID	8655
免疫原	合成ペプチド ヒトDYNLL1 (P63167) のアミノ酸1-89に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63167
タンパク質分子量	10kDa
発送	保冷バッグ