

WbおよびElisa用 Anti-Dynll2 ポリクローナル抗体 - Q96Fj2

商品番号: CM0015762



前書き

ヒトDYNLL2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ダイニンおよび細胞内輸送研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DYNLL2 ウサギ pAb
備考/別名	Dlc2, DNCL1B, RSPH22, DYNLL2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	140735
遺伝子ID	140735
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q96FJ2
タンパク質分子量	10kDa
配送	保冷バッグ