

抗Dynll2ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q96Fj2

商品番号: CM0017559



前書き

ヒトDYNLL2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。細胞内輸送に参与する細胞質ダイニン軽鎖2を検出し、ヒト、マウス、ラットのサンプルで使用可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DYNLL2 Rabbit pAb
別名	Dlc2, DNCL1B, RSPH22, DYNLL2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	140735
GeneID	140735
免疫原	ヒトDYNLL2（NP_542408.1）のアミノ酸1-89番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96FJ2
タンパク質分子量	10kDa
輸送方法	氷袋