


Wb、Elisa用 抗Dyrk1A ポリクローナル抗体 - Q13627

商品番号: CM0012929



前書き

ヒトDYRK1Aに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。組換え免疫原、UniProt Q13627。DNA修復および転写におけるDYRK1Aキナーゼの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DYRK1A ウサギ pAb
備考/別名	MNB; DYRK; HP86; MNBH; MRD7; DYRK1; DYRK1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1859
GeneID	1859
免疫原	組換えタンパク質；ヒトDYRK1A (NP_001387.2) のアミノ酸624-763に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13627
タンパク質分子量	86kDa
発送	保冷バッグ