

Anti-Dyrk2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q92630

商品番号: CM0027064



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証されたAnti-DYRK2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスDYRK2を検出します。DYRK2は、細胞周期調節、アポトーシス、DNA損傷応答に関与するデュアル特異性キナーゼです。キナーゼシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DYRK2 Rabbit pAb
備考/別名	DYRK2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8445
遺伝子ID	8445
免疫原	ヒトDYRK2 (NP_003574.1) のアミノ酸429-528に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92630
タンパク質分子量	67kDa
配送	アイスパック