

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Dyrk2ウサギポリクローナル抗体 - Q92630

商品番号: CM0021146



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みのDYRK2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットと交差反応します。細胞周期、アポトーシス、DNA損傷応答に関与する二重特異性キナーゼを標的とします。研究用途に特化しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DYRK2ウサギpAb
備考/別名	DYRK2 ; 二重特異性チロシンリン酸化制御キナーゼ2
種	ヒト
GeneID	8445
免疫原	ヒトDYRK2のアミノ酸500～600に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q92630
タンパク質分子量	59kDa／66kDa
輸送	アイスバッグ