

Wb、Elisa用抗Dyrk4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nr20

商品番号: CM0023363

前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みの抗DYRK4ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の二重特異性チロシンリン酸化調節キナーゼ4を検出します。精子形成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DYRK4 ウサギ pAb
備考/別名	DYRK4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8798
GeneID	8798
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDYRK4 (NP_003836.1) のアミノ酸330〜480に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NR20
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷剤