


抗ジストニン (Dst) ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q03001

商品番号: CM0021297



前書き

ヒトジストニン (DST)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション向け。マウスおよびラットとの交差反応性が確認されており、細胞骨格、ヘミデスモソーム、上皮接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DST Rabbit pAb
備考/別名	DT, BPA, DMH, EBS3, BP240, BPAG1, EBSB2, HSAN6, MACF2, CATX15, CATX-15, D6S1101, DST
種	ヒト
GeneID (ヒト)	667
GeneID	667
免疫原	ヒトDSTのアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001714.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03001
タンパク質重量	861kDa
配送	アイスパック