


抗ジストロフィンポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P11532

商品番号: CM0016991



前書き

ヒトジストロフィン（遺伝子ID：1756）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットで実証済みです。神経筋疾患研究およびIVD（体外診断薬）アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ジストロフィン ウサギpAb
備考/別名	BMD; CMD3B; MRX85; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272; Dystrophin
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1756
遺伝子ID	1756
免疫原	組換えタンパク質 ヒトジストロフィン（NP_003997.2）のアミノ酸346～635番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11532
タンパク質分子量	427kDa
発送方法	氷袋