

Ihc-P、Elisa用抗E-カドヘリン モノクローナル抗体 - P09803

商品番号: CM0010079



前書き

E-カドヘリン（98kDa、SWISS P09803）に対するマウスモノクローナル抗体。IHC-PおよびELISAで検証済み、ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。細胞接着および上皮研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	E-カドヘリン マウス mAb
備考/別名	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM; E-Cadherin
種	マウス
GeneID (ヒト)	999
GeneID	12550
免疫原	マウスE-カドヘリンの組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09803
タンパク質分子量	98kDa
輸送	保冷バッグ