

Wb、Ihc-P、Elisa用抗E-カドヘリンポリクローナル抗体 - P12830

商品番号: CM0026248



前書き

ヒトE-カドヘリン（CDH1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応します。97 kDa。細胞接着およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	E-カドヘリン ウサギ pAb
備考/別名	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; E-カドヘリン
種	ヒト
遺伝子ID	999
免疫原	ヒトE-カドヘリン（NP_004351.1）のアミノ酸373-622に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12830
タンパク質分子量	97kDa
配送	アイスパック