

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-E-Cadherin ポリクローナル抗体 - P12830

商品番号: CM0014358



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-E-Cadherin
ウサギpAb。ヒト、マウス、ラットに反応。細胞接着、上皮完全性、癌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	E-Cadherin ウサギpAb
備考/別名	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; E-Cadherin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	999
GeneID	999
免疫原	ヒトE-Cadherin (NP_004351.1)のアミノ酸373-622に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12830
タンパク質分子量	97kDa
輸送	保冷バッグ