

フローサイトメトリー用 抗 E-カドヘリン/Cd324 モノクローナル抗体 - P12830

商品番号: CM0004652



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトE-カドヘリン/CD324に対する標識ウサギモノクローナル抗体。細胞外ドメイン（アミノ酸155-707）を標的。種反応性：ヒト。予測分子量 ~97 kDa。細胞接着およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト E-カドヘリン/CD324 mAb
備考/別名	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
種	ヒト
GeneID (ヒト)	999
GeneID	999
免疫原	ヒトE-カドヘリン/CD324 (NP_004351.1) のアミノ酸155-707に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P12830
タンパク質分子量	90kDa/97kDa
発送	保冷バッグ