

Anti-E-Selectin/Cd62E ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q00690

商品番号: CM0022253

前書き

マウス E-Selectin/CD62E
ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。白血球接着、炎症、および内皮活性化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	E-Selectin/CD62E Rabbit pAb
備考/別名	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectin; E-Selectin/CD62E
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	6401
遺伝子ID (マウス)	20339
免疫原	マウス E-Selectin/CD62E (NP_035475.2) のアミノ酸22-557以内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q00690
タンパク質分子量	66kDa
配送	アイスバッグ