


Wb、Ihc-P、Elisa用抗E2Aポリクローナル抗体 - P15923

商品番号: CM0018814



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISAで検証済みのE2Aウサギポリクローナル抗体。分化およびB細胞発生に関与する転写因子TCF3/E2Aを標的とします。転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	E2AウサギpAb
備考／別名	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6929
GeneID	6929
免疫原	ヒトE2A (P15923) のアミノ酸450～525に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15923
タンパク質分子量	68kDa
配送	保冷バッグ